



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.724
Description d'article	Bouchon coiffant, naturel, compatible avec tubes Ø 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	Bouchon coiffant
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 13 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	200000
Profondeur du carton	522 mm
Largeur du carton	322 mm
Hauteur du carton	345 mm
Volume du carton	0.058 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	11.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917083720
Code EAN du carton d'emballage	4038917358064

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

