



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.729
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec tubes Ø 15,3 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 15,3 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	280000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	383 mm
Hauteur du carton	175 mm
Volume du carton	0.0287 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	5.45 kg
Code EAN de la boîte	4038917083775
Code EAN du carton d'emballage	4038917365239

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

