



Description d'article

Numéro de commande	65.729.003
Description d'article	Bouchon à vis, jaune, compatible avec tubes Ø 15,3 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 15,3 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, jaune, compatible avec tubes Ø
15,3 mm

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	240000
Volume du carton	0.0309 cbm
Poids du produit	0 kg
Poids du carton	1.43 kg
Code EAN de la boîte	4038917119191
Code EAN du carton	4038917079471
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT