



Description d'article

Numéro de commande	65.790
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 23,5 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 23,5 mm

Dimensions

Diamètre	22.85 mm
Hauteur du produit	22.1 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon pression, naturel, compatible avec
tubes Ø 23,5 mm

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 2000
pièces / pallet 84000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0367 cbm
Poids du produit 0.0018 kg
Poids du carton 4.07 kg
Code EAN de la boîte 4038917084130
Code EAN du carton
d'emballage 4038917002981

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT