



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 65.793.318 |
| Description d'article | Bouchon pression, rouge, compatible avec tubes Ø 16-17 mm, 1 000 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|------------------|
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Compatible avec | tubes Ø 16-17 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène basse densité (LD-PE) |
| Couleur du produit | rouge |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 1000 |
| pièces / carton | 5000 |
| pièces / pallet | 200000 |
| Volume du carton | 0.0414 cbm |
| Poids du produit | 0.0014 kg |
| Poids du carton | 7.59 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917368544 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917368537 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

