



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.793.513
Description d'article	Bouchon pression, bleu, compatible avec tubes Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 et 17 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 15,5, 16, 16,5, 16,8 et 17 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon pression, bleu, compatible avec tubes Ø**  
**15,5, 16, 16,5, 16,8 et 17 mm**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              5000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      1000  
pièces / carton                      5000  
pièces / pallet                      180000  
Profondeur du carton              398 mm  
Largeur du carton                  398 mm  
Hauteur du carton                  265 mm  
Volume du carton                  0.042 cbm  
Poids du produit                    0.0014 kg  
Poids du carton                      7.56 kg  
Code EAN de la boîte              4038917120838  
Code EAN du carton  
d'emballage                          4038917017473

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**