



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.802.100
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 15,7 mm, plat, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 15,7 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon pression, naturel, compatible avec**  
**tubes Ø 15,7 mm**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              10000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      500  
pièces / carton                    10000  
pièces / pallet                    360000  
Profondeur du carton            398 mm  
Largeur du carton                398 mm  
Hauteur du carton                300 mm  
Volume du carton                0.0475 cbm  
Poids du produit                 0.0006 kg  
Poids du carton                  6.71 kg  
Code EAN de la boîte            4038917989732  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917989749

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**