



Spécification de produit
Bouchon pression, naturel, compatible avec
tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 65.803 |
| Description d'article | Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743, 1 000 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Bouchon | cape à pression standard |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Compatible avec | tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743 |

Dimensions

| | |
|--------------------|----------|
| Diamètre | 16.35 mm |
| Hauteur du produit | 20.45 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Bouchon pression, naturel, compatible avec
tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 210000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0396 cbm
Poids du produit 0.0013 kg
Poids du carton 7.1 kg
Code EAN de la boîte 4038917084192
Code EAN du carton
d'emballage 4038917003056

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT