



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.803.332
Description d'article	Bouchon pression, jaune, compatible avec tubes Ø 15,7 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 15,7 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	jaune

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	200000
Volume du carton	0.0382 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	7.03 kg
Code EAN de la boîte	4038917368759
Code EAN du carton d'emballage	4038917368742

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

