



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.804
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 14 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 14 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              5000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      1000  
pièces / carton                    5000  
pièces / pallet                    210000  
Profondeur du carton            388 mm  
Largeur du carton                378 mm  
Hauteur du carton                235 mm  
Volume du carton                0.0345 cbm  
Poids du produit                 0.0014 kg  
Poids du carton                  7.34 kg  
Code EAN de la boîte            4038917084208  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917003063

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

