



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.804.001
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 14 mm, plat, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 14 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              10000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      500  
pièces / carton                    10000  
pièces / pallet                    420000  
Profondeur du carton            388 mm  
Largeur du carton                378 mm  
Hauteur du carton                235 mm  
Volume du carton                0.0345 cbm  
Poids du produit                 0.0006 kg  
Poids du carton                  6.08 kg  
Code EAN de la boîte            4038917121156  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917017688

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

