



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.806.506
Description d'article	Bouchon pression, bleu, compatible avec tubes Ø 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 13 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	bleu

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti    non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                      10000  
Type d'emballage intérieur              sachet  
pièces / boîte                              1000  
pièces / carton                              10000  
pièces / pallet                              420000  
Profondeur du carton                      398 mm  
Largeur du carton                          398 mm  
Hauteur du carton                          250 mm  
Volume du carton                          0.0396 cbm  
Poids du produit                            0.0007 kg  
Poids du carton                              7.36 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917121200  
Code EAN du carton                      4038917017701  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

