



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.806.508
Description d'article	Bouchon pression, vert, compatible avec tubes Ø 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 13 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              10000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      1000  
pièces / carton                    10000  
pièces / pallet                    420000  
Profondeur du carton            398 mm  
Largeur du carton                398 mm  
Hauteur du carton                250 mm  
Volume du carton                0.0396 cbm  
Poids du produit                 0.0007 kg  
Poids du carton                  7.38 kg  
Code EAN de la boîte            4038917121224  
Code EAN du carton  
d'emballage                        4038917017725

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

