



Description d'article

Numéro de commande	65.806.509
Description d'article	Bouchon pression, orange, compatible avec tubes Ø 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 13 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	orange

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon pression, orange, compatible avec
tubes Ø 13 mm

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	400000
Volume du carton	0.0382 cbm
Poids du produit	0.0002 kg
Poids du carton	7.5 kg
Code EAN de la boîte	4038917121231
Code EAN du carton	4038917033831
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT