



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.809.499
Description d'article	Bouchon pression, rouge, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 11,5 et 12 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.              10000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      1000  
pièces / carton                      10000  
pièces / pallet                      420000  
Profondeur du carton              398 mm  
Largeur du carton                  398 mm  
Hauteur du carton                  250 mm  
Volume du carton                  0.0396 cbm  
Poids du produit                    0.0006 kg  
Poids du carton                      6.66 kg  
Code EAN de la boîte              4038917121521  
Code EAN du carton  
d'emballage                          4038917017800

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

