



Description d'article

Numéro de commande	65.809.501
Description d'article	Bouchon pression, jaune, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 11,5 et 12 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 10000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 10000
pièces / pallet 420000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0396 cbm
Poids du produit 0.0006 kg
Poids du carton 6.66 kg
Code EAN de la boîte 4038917121545
Code EAN du carton
d'emballage 4038917017824

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

