



Description d'article

Numéro de commande	65.9923.394
Description d'article	Bouchon à vis, jaune, compatible avec récipient de 70 ml, 120 ml

Caractéristiques du produit

Compatible avec	récipient de 70 ml, 120 ml
-----------------	----------------------------

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	20000
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	24000
Volume du carton	0.0829 cbm
Poids du produit	0.0049 kg
Poids du carton	10.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917957199
Code EAN du carton	4038917031851
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

