



Description d'article

Numéro de commande	55.1578
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à des cytomètres en flux FACSCan, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	des cytomètres en flux FACSCan
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0.042 cbm
Poids du produit	0.0021 kg
Poids du carton	4.71 kg
Code EAN de la boîte	4038917087087
Code EAN du carton d'emballage	4038917005555

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

