



Description d'article

Numéro de commande	55.461
Description d'article	Tube, volume de travail : 14 ml, (L x Ø) : 119 x 15,5 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	14 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Dimensions

Diamètre	15.5 mm
Longueur du produit	119 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 30000
Profondeur du carton 292 mm
Largeur du carton 464 mm
Hauteur du carton 413 mm
Volume du carton 0.0559 cbm
Poids du produit 0.0058 kg
Poids du carton 6.29 kg
Code EAN de la boîte 4038917081696
Code EAN du carton d'emballage 4038917000802

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

