



Description d'article

Numéro de commande	55.463
Description d'article	Tube, volume de travail : 14 ml, (L x Ø) : 105 x 16,8 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 250 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	14 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Dimensions

Diamètre	16.8 mm
Longueur du produit	105 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 250
pièces / carton 1000
pièces / pallet 42000
Profondeur du carton intérieur 360 mm
Largeur du carton intérieur 107 mm
Hauteur du carton intérieur 184 mm
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 235 mm
Volume du carton 0.0345 cbm
Poids du produit 0.0062 kg
Poids du carton 6.95 kg
Code EAN de la boîte 4038917081719
Code EAN du carton d'emballage 4038917000826

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

