



Description d'article

Numéro de commande	55.465
Description d'article	Tube, volume de travail : 20 ml, (L x Ø) : 100 x 21,5 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	20 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

Dimensions

Diamètre	21.5 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 500
pièces / pallet 21000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0367 cbm
Poids du produit 0.0081 kg
Poids du carton 4.5 kg
Code EAN de la boîte 4038917081733
Code EAN du carton
d'emballage 4038917000840

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

