



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.466
Description d'article	Tube, volume de travail : 11,5 ml, (L x Ø) : 100 x 15,7 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 250 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	11,5 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

### **Dimensions**

Diamètre	15.7 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 48000  
Profondeur du carton intérieur 336 mm  
Largeur du carton intérieur 102 mm  
Hauteur du carton intérieur 174 mm  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 215 mm  
Volume du carton 0.0315 cbm  
Poids du produit 0.0055 kg  
Poids du carton 6.1 kg  
Code EAN de la boîte 4038917081740  
Code EAN du carton d'emballage 4038917000857

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

