



Description d'article

Numéro de commande	55.475.200
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à Tecan Genesis, FE500, 490 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	Tecan Genesis, FE500
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1960
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 490
pièces / carton 1960
pièces / pallet 109760
Profondeur du carton intérieur 405 mm
Largeur du carton intérieur 77 mm
Hauteur du carton intérieur 193 mm
Profondeur du carton 428 mm
Largeur du carton 383 mm
Hauteur du carton 175 mm
Volume du carton 0.0287 cbm
Poids du produit 0.003 kg
Poids du carton 6.83 kg
Code EAN de la boîte 4038917158466
Code EAN du carton d'emballage 4038917158459

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

