



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.475.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 120000  
Volume du carton 0.0282 cbm  
Poids du produit 0.0031 kg  
Poids du carton 6.91 kg  
Code EAN de la boîte 4038917367073  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917367066

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

