



Description d'article

Numéro de commande	55.476.061
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond rond, transparent, bouchon pression, convient à Vitek et Vitek 2 de bioMérieux, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	Vitek et Vitek 2 de bioMérieux
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 500
pièces / carton 2000
pièces / pallet 120000
Profondeur du carton intérieur 387 mm
Largeur du carton intérieur 77 mm
Hauteur du carton intérieur 176 mm
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 358 mm
Hauteur du carton 175 mm
Volume du carton 0.0249 cbm
Poids du produit 0.0028 kg
Poids du carton 6.2 kg
Code EAN de la boîte 4038917107631
Code EAN du carton 4038917011839
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

