



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.516.177
Description d'article	Tube, volume de travail : 8 ml, (L x Ø) : 100 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, marron, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	8 ml
Centrifugation max (FCR)	3500 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	100 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit marron

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 56000  
Volume du carton 0.0649 cbm  
Poids du produit 0.0034 kg  
Poids du carton 7.85 kg  
Code EAN de la boîte 4038917108980  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917031981

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

