



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 55.518 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 13 ml, (L x Ø) : 95 x 16,8 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------|------------------|
| Graduation | non |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 13 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 5000 x g |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Diamètre | 16.8 mm |
| Longueur du produit | 95 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 265 mm
Volume du carton 0.042 cbm
Poids du produit 0.0045 kg
Poids du carton 5.02 kg
Code EAN de la boîte 4038917082136
Code EAN du carton
d'emballage 4038917001229

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

