



Description d'article

Numéro de commande	55.525.061
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 4000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 4000
pièces / pallet 48000
Volume du carton 0.1237 cbm
Poids du produit 0.001 kg
Poids du carton 5.85 kg
Code EAN de la boîte 4038917276825
Code EAN du carton d'emballage 4038917276818

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

