



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.525.302
Description d'article	Tube adaptateur, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, marron, bouchon pression, 250 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit marron

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 250  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 250  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 60000  
Volume du carton 0.046 cbm  
Poids du produit 0.0026 kg  
Poids du carton 5.72 kg  
Code EAN de la boîte 4038917367257  
Code EAN du carton d'emballage 4038917367240

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

