



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.525.505
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 84000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0396 cbm  
Poids du produit 0.0026 kg  
Poids du carton 5.78 kg  
Code EAN de la boîte 4038917375955  
Code EAN du carton d'emballage 4038917375948

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

