



Description d'article

Numéro de commande	55.526.002
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, marron, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit marron

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 4000
Type d'emballage intérieur pile
pièces / boîte 500
pièces / carton 4000
pièces / pallet 120000
Volume du carton 0.046 cbm
Poids du produit 0.0021 kg
Poids du carton 10.48 kg
Code EAN de la boîte 4038917109284
Code EAN du carton
d'emballage 4038917031974

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

