



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.526.006
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, naturel, bouchon assemblé, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	Cape de ventilation
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0029 kg
Poids du carton	3.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917109314
Code EAN du carton d'emballage	4038917012485

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

