



Description d'article

Numéro de commande	55.526.045
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, avec graduation, 2 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	75 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 4000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 2000
pièces / carton 4000
pièces / pallet 64000
Volume du carton 0.0813 cbm
Poids du produit 0.002 kg
Poids du carton 10.02 kg
Code EAN de la boîte 4038917109635
Code EAN du carton
d'emballage 4038917068512

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

