



### **Description d'article**

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 55.526.525                                                                                                                 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, rouge, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile |

### **Caractéristiques du produit**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Graduation                          | non              |
| Type de fermeture                   | bouchon pression |
| Forme du fond                       | fond rond        |
| Volume de travail                   | 5 ml             |
| Centrifugation max (FCR)            | 5000 x g         |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C           |

### **Dimensions**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diamètre            | 12 mm |
| Hauteur du produit  | 75 mm |
| Longueur du produit | 75 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | rouge              |

**Pureté et certification**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Alloti               | oui                            |

**Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 500           |
| Type d'emballage intérieur     | pile          |
| pièces / boîte                 | 500           |
| pièces / carton                | 4000          |
| pièces / pallet                | 120000        |
| Volume du carton               | 0.046 cbm     |
| Poids du produit               | 0.0021 kg     |
| Poids du carton                | 10.25 kg      |
| Code EAN de la boîte           | 4038917109796 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917032216 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

