



Description d'article

Numéro de commande	55.528
Description d'article	Tube, volume de travail : 3 ml, (L x Ø) : 75 x 10 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	3 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Dimensions

Diamètre	10 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 2000
pièces / pallet 96000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.0017 kg
Poids du carton 3.89 kg
Code EAN de la boîte 4038917082235
Code EAN du carton d'emballage 4038917001328

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

