



Description d'article

Numéro de commande	55.535
Description d'article	Tube, volume de travail : 3,5 ml, (L x Ø) : 55 x 12 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	3,5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 120000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 415 mm
Volume du carton 0.0657 cbm
Poids du produit 0.0016 kg
Poids du carton 8.96 kg
Code EAN de la boîte 4038917082280
Code EAN du carton 4038917001380
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

