



### **Description d'article**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 55.538   |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 14 ml, (L x Ø) : 105 x 16,8 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES           | NB.11  |

### **Caractéristiques du produit**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Graduation               | non              |
| Type de fermeture        | bouchon pression |
| Forme du fond            | fond rond        |
| Volume de travail        | 14 ml            |
| Centrifugation max (FCR) | 4000 x g         |

### **Dimensions**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre            | 16.8 mm |
| Longueur du produit | 105 mm  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 36000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.0051 kg  
Poids du carton 5.84 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082310  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917001410

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

