



Description d'article

Numéro de commande	55.539
Description d'article	Tube, volume de travail : 11,5 ml, (L x Ø) : 100 x 15,7 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	11,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	15.7 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 42000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0396 cbm
Poids du produit 0.0046 kg
Poids du carton 5.2 kg
Code EAN de la boîte 4038917082327
Code EAN du carton d'emballage 4038917281997

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

