



Description d'article

Numéro de commande	57.462.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Hauteur du produit	110 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 32000
Volume du carton 0.0558 cbm
Poids du produit 0.0061 kg
Poids du carton 6.61 kg
Code EAN de la boîte 4038917367400
Code EAN du carton
d'emballage 4038917367394

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

