




Description d'article

Numéro de commande	57.477
Description d'article	Tube, volume de travail : 4,5 ml, (L x Ø) : 75 x 12 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	4,5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Dimensions

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	120000
Profondeur du carton intérieur	387 mm
Largeur du carton intérieur	77 mm
Hauteur du carton intérieur	176 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	175 mm
Volume du carton	0.0249 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	5.84 kg
Code EAN de la boîte	4038917081856
Code EAN du carton d'emballage	4038917000963

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

