



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 57.527.300 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon pression, avec graduation, 500 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 12 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 3000 x g |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 17 mm |
| Hauteur du produit | 110 mm |
| Longueur du produit | 110 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.005 kg
Poids du carton 5.48 kg
Code EAN de la boîte 4038917367431
Code EAN du carton
d'emballage 4038917367424

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

