



Description d'article

Numéro de commande	58.489
Description d'article	Tube, volume de travail : 21 ml, (L x Ø) : 65 x 23,5 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon pression, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	21 ml
Centrifugation max (FCR)	1500 x g

Dimensions

Diamètre	23.5 mm
Longueur du produit	65 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 30000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 340 mm
Volume du carton 0.0539 cbm
Poids du produit 0.0057 kg
Poids du carton 6.33 kg
Code EAN de la boîte 4038917081962
Code EAN du carton
d'emballage 4038917001076

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

