



Description d'article

Numéro de commande	58.505.026
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, naturel, bouchon séparé, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	12 ml

Dimensions

Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	95 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	28000
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du produit	0.0066 kg
Poids du carton	7.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917108522
Code EAN du carton d'emballage	4038917032407

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

