



Description d'article

Numéro de commande	58.505.046
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, marron, bouchon pression, marron, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	12 ml

Dimensions

Diamètre	16.5 mm
Longueur du produit	95 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	marron

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	6.89 kg
Code EAN de la boîte	4038917225557
Code EAN du carton d'emballage	4038917225540

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

