



Description d'article

Numéro de commande	58.505.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	12 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	16.5 mm
Hauteur du produit	95 mm
Longueur du produit	95 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0049 kg
Poids du carton 5.4 kg
Code EAN de la boîte 4038917367523
Code EAN du carton
d'emballage 4038917367516

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

