



### **Description d'article**

Numéro de commande	58.536
Description d'article	Tube, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	50 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min  
Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 72000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 300 mm  
Volume du carton 0.0475 cbm  
Poids du produit 0.0023 kg  
Poids du carton 5.29 kg  
Code EAN de la boîte 4038917082297  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917001397

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

