



Description d'article

Numéro de commande	58.536.300
Description d'article	Tube, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 50 x 16 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon pression, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre	16 mm
Hauteur du produit	50 mm
Longueur du produit	50 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 2000
pièces / pallet 72000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0024 kg
Poids du carton 5.24 kg
Code EAN de la boîte 4038917367554
Code EAN du carton d'emballage 4038917367547

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

