



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 58.619 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 95 x 16,5 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon pression, 500 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Graduation | non |
| Type de fermeture | bouchon pression |
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 12 ml |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Diamètre | 16.5 mm |
| Longueur du produit | 95 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 1000
pièces / pallet 36000
Volume du carton 0.0492 cbm
Poids du produit 0.0056 kg
Poids du carton 6.1 kg
Code EAN de la boîte 4038917082945
Code EAN du carton
d'emballage 4038917032421

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

