



### **Description d'article**

Numéro de commande	60.1475.115
Description d'article	Tube à vis d'aliquotage, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, 459 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	3672
Type d'emballage intérieur	pile
pièces / boîte	459
pièces / carton	3672
pièces / pallet	110160
Profondeur du carton intérieur	381 mm
Largeur du carton intérieur	77 mm
Hauteur du carton intérieur	176 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	325 mm
Volume du carton	0.0463 cbm
Poids du produit	0.0024 kg
Poids du carton	10.05 kg
Code EAN de la boîte	4038917340793
Code EAN du carton d'emballage	4038917340786

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

