



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 6,5 ml, (L x Ø) : 90 x 13 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	60.503
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 6,5 ml, (L x Ø) : 90 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	6,5 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Dimensions

Diamètre	13 mm
Hauteur du produit	90 mm
Longueur du produit	90 mm
Longueur avec bouchon	106 mm
Longueur sans bouchon	90 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	60000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	260 mm
Volume du carton	0.0486 cbm
Poids du produit	0.0034 kg
Poids du carton	7.46 kg
Code EAN de la boîte	4038917555838
Code EAN du carton d'emballage	4038917555821

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

